







■ 共存物質の影響(血清)



■ 血清非特異性反応性試験

(Creatinine Deiminase処理検体の測定)



■ 同時再現性

(単位:mg/dL)

	SERUM I	SERUM II
N	30	30
MEAN	0.715	3.713
MIN	0.70	3.68
MAX	0.73	3.76
R	0.03	0.08
SD	0.007	0.018
CV(%)	1.02	0.48

■ 包装

製品コード	製品内容	包装形態
A519-15	CRE-CL (R-I)	60ml × 4
A519-25	CRE-CL (R-II)	30ml × 2
A519-10	CRE-CL (R-I)	80ml × 4
A519-20	CRE-CL (R-II)	40ml × 4
A519-30	CRE-CL (R-I)	160ml × 3
A519-40	CRE-CL (R-II)	100ml × 3
A519-50	CRE-CL (R-I)	350ml × 3
A519-60	CRE-CL (R-II)	150ml × 3

■ 参考基準範囲

血清: 男 0.4~1.1mg/dL 女 0.3~0.8mg/dL

社内データ男984例,女889例よりパラメトリック法にて算出

■ 貯法及び有効期間

2~10℃保存 製造後1年6ヶ月 (開封後は2ヵ月)

※使用上の注意等は添付文書をご参照下さい。



株式会社 セロテック

お問い合わせ先 (企画開発室)

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143

E-mail: kikaku@serotec.co.jp