

「セロテック」CA-TG培地 糸状菌の培養例

25°C培養

培養時間

24hr

48hr


72hr

96hr


7days

14days


Aspergillus fumigatus NBRC 33022



Aspergillus flavus NBRC 33021




Aspergillus niger IFO 6341



Trichophyton mentagrophytes NBRC 32409



Mucor racemosus IFM 52680



※ 自社保有の標準株を使用

※ コロニーの色調は、光の照射等により、写真と実際では異なる場合があります。

「セロテック」CA-TG培地 糸状菌の培養例

30°C培養

培養時間

24hr

48hr

72hr

96hr

7days

14days

Aspergillus fumigatus NBRC 33022



Aspergillus flavus NBRC 33021




Aspergillus niger IFO 6341



Trichophyton mentagrophytes NBRC 32409



Mucor racemosus IFM 52680



※ 自社保有の標準株を使用

※ コロニーの色調は、光の照射等により、写真と実際では異なる場合があります。