

より広く, より長く, より精確に

尿中微量アルブミン測定用



U-ALB 標準液 TypeS

従来製品より測定範囲を広げ、有効期間も長くなりました。

ボトルをより見分けやすく、カラフルなキャップでご用意。

DA470基準にも対応

貯法	有効期間	製品コード	製品名	包装
2～10℃	製造後24ヵ月	A246-60	U-ALB標準液 TypeS	3mL×6点セット (各濃度1本入)

※設定できるキャリブレーターが最大5点の機種をご使用の場合は、6Sを除いた1S～5Sを使用してください。


表示値

ボトルコード	製品内容	表示値①(HSA基準)	表示値②(DA470 k 基準)
A246-61	U-ALB標準液 1 S	ALB濃度 14.8mg/L	ALB濃度 20mg/L
A246-62	U-ALB標準液 2 S	ALB濃度 29.7mg/L	ALB濃度 40mg/L
A246-63	U-ALB標準液 3 S	ALB濃度 74.2mg/L	ALB濃度 100mg/L
A246-64	U-ALB標準液 4 S	ALB濃度 222.6mg/L	ALB濃度 300mg/L
A246-65	U-ALB標準液 5 S	ALB濃度 593.5mg/L	ALB濃度 800mg/L
A246-66	U-ALB標準液 6 S	ALB濃度 816.0mg/L	ALB濃度 1100mg/L


※従来からのヒト血清アルブミン(HSA)を基準とする場合は表示値①を、血漿蛋白国際標準品IRMM ERM-DA470 k を基準とする場合は表示値②をご使用ください。

直線性

TIA-ALBG×U-ALB標準液(DA470基準)：BM6050



TIA-ALBG×U-ALB標準液(DA470基準)：TBA-120FR



お問い合わせ 企画開発室

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7
TEL 011-855-1131
FAX 011-855-0143
E-MAIL kikaku@serotec.co.jp