

尿酸測定用

U A 標準液

使用目的

尿酸測定 of 検量用

使用法

1. 点眼瓶のキャップを開け、そのままサンプルカップ等に小分けし、ご使用下さい。
2. 保存時はしっかりと栓をして下さい。

表示濃度

U A : 10 mg / d L

注意事項

- 1) 濃縮等の取り扱いに十分注意してください。
- 2) 使用するサンプルカップの汚染に注意してください。

包装形態

製品コード	包装
A341-06	5 ml × 6

貯法, 有効期間

貯法 : 2 ~ 10°C

有効期間 : 製造後 2 年 (有効期限はラベルに記載)



株式会社 セロテック

札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143